



Useful tips for sensor wear

Sensors stick better when you wash, clean, and dry your skin before application

1. WASH

Only use **non-moisturizing, fragrance-free soaps** to wash the area where you'll apply the sensor

2. CLEAN

Use the alcohol wipe provided in the sensor kit to **remove any oily residue**

3. DRY

Allow your skin to fully dry before applying the sensor



BEFORE YOU APPLY THE SENSOR:

- Be sure to choose an approved application site – the back of your upper arm
- Do not use body lotion or cream where you'll apply the sensor as they may leave an oily residue on your skin
- Do shave any excess arm hair as it can get caught between the sensor adhesive and skin



life. to the fullest.[®]
Abbott

The FreeStyle Libre 2 flash glucose monitoring system is indicated for measuring interstitial fluid glucose levels in people aged 4 years and older with diabetes mellitus. Always read and follow the label/insert.



Add extra stickiness with these products*



TORBOT SKIN TAC

torbot.com

A hypoallergenic and latex-free "tacky" skin wipe



SKIN-PREP PROTECTIVE WIPES

smith-nephew.com

Helps tape and films adhere to the skin



MASTISOL LIQUID ADHESIVE

eloquesthealthcare.com

A clear, non-irritating liquid adhesive that secures dressings



CAVILON NO STING BARRIER FILM

3m.com

An alcohol-free barrier film intended to protect skin from body fluids, adhesives, and friction



TEGADERM I.V.

3m.com

A transparent film that provides adhesive strength



OVER-BANDAGE

A medical-grade adhesive; bandage or tape. If using, it must be applied at the time of sensor application. It is important that you only remove it when your sensor wear is over as the sensor may come loose when peeling it off. Be sure to leave the opening/hole in the centre of the sensor uncovered so it can breathe.

* This list is not comprehensive and the information presented does not constitute an endorsement of the manufacturer or the product quality. Abbott Diabetes Care is not responsible for the completeness or accuracy of product information. Product availability may vary by country and region. The manufacturer's instructions for use of each product should be followed. Product images are for illustrative purposes only.



Tips to keep your sensor in place



EASY DOES IT

Be careful not to catch your sensor on a doorway, car door, seat belt, or furniture edges



PAT DRY

After a shower or swim, take extra care when towelling off to avoid catching or pulling off your sensor



DRESS FOR SUCCESS

Try to give your sensor room to breathe by wearing loose-fitting clothing and lightweight material



CONTACT SPORTS AND HEAVY EXERCISE

Be sure to select a site on the back of your upper arm that will minimize the risk of knock-off, and consider using an over-bandage and/or any of the items on the previous page



SLOW DOWN

When dressing or undressing, be careful that you don't catch your undergarments on the sensor



HANDS OFF

Try not to play with, pull, or touch the sensor while wearing it



life. to the fullest.[®]
Abbott



PRENEZ GARDE

Faites attention à ne pas prendre votre capteur dans l'embrasure d'une porte, dans une portière ou dans une ceinture de sécurité, ou le frapper contre les meubles



TAPOTEZ POUR SÉCHER

Après une douche ou la baignade, épongez-vous délicatement avec la serviette pour éviter d'accrocher votre capteur ou de tirer dessus



HABILEZ-VOUS POUR LE SUCGÈS

Essayez de donner à votre capteur suffisamment d'espace pour respirer en portant des vêtements amples et légers



ÉVITEZ D'Y TOUCHER

En portant un capteur, évitez de jouer avec, de tirer dessus ou d'y toucher



RALENTISSEZ

En vous habillant ou en vous déhabillant, faites attention à ne pas prendre vos vêtements sur votre capteur



RESTEZ VIGILANT DANS LA PRATIQUE DE SPORTS DE CONTACT ET DE L'EXERCICE INTENSE

Assurez-vous de choisir un site sur la partie supérieure arrière du bras qui réduira au minimum le risque de choc, et envisagez d'utiliser un surpansement étou tout article mentionné à la page précédente



life to the fullest.[®]
Abbott

Conseils pour garder votre capteur en place



Freestyle Libre 2

* Cette liste n'est pas exhaustive et l'information qu'elle contient ne constitue nullement une recommandation du fabricant ni une attestation de la qualité du produit. Abbott Soins du diabète n'est pas responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements sur ces produits. L'accessibilité des produits peut varier selon le pays et la région. Veuillez suivre le mode d'emploi du fabricant pour chacun des produits. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation.



SURPANSEMENT

Adhésif, pansement ou ruban adhésif de qualité médicale. Lorsqu'un surpansement est utilisé, il doit être appliqué au moment de la mise en place du capteur. Il est important de retirer le surpansement uniquement à la fin de la période de port de votre capteur, étant donné que le capteur peut se décoller lors de son retrait. Assurez-vous de laisser l'ouverture ou le trou au centre du capteur à découvert pour le laisser respirer.



ADHÉSIF LIQUIDE MASTISOL

Liquide adhésif transparent non irritant qui permet aux pansements d'adhérer



LINGETTES PROTECTRICES SKIN-PREP

Favorise l'adhérence des adhésifs et des pellicules à la peau



TORBOT SKIN TAC

Lingette nettoyante « collante » hypoallergène et sans latex



TEGADERM I.V.

Film transparent qui renforce l'adhérence



PROTECTEUR CUTANÉ NON IRRITANT CAVILON

Pellicule protectrice exempte d'alcool qui protège la peau contre les liquides corporels, les adhésifs et la friction

Améliorez l'adhérence avec ces produits*



Freestyle Libre 2

Conseils utiles sur le port du capteur



AVANT D'APPLIQUER LE CAPTEUR :

- Assurez-vous de choisir un site d'application approuvé – la partie supérieure arrière de votre bras
- Évitez d'utiliser de la lotion ou de la crème pour le corps sur la région où vous appliquerez le capteur, car ces produits peuvent laisser un résidu huileux sur votre peau
- Rasez les poils superflus, puisqu'ils peuvent rester pris entre l'adhésif du capteur et la peau



life to the fullest.[®]
Abbott

Les capteurs collent mieux sur une peau propre, désinfectée et sèche avant l'application

2. DÉSINFECTEZ

Utilisez le tampon d'alcool fourni avec la trousses du capteur pour **enlever tout résidu huileux**

3. SÉCHEZ

Laissez sécher votre peau entièrement avant d'appliquer le capteur

1. LAVEZ

N'utilisez que des **savons sans parfum ni agent hydratant** pour laver la région sur laquelle vous appliquerez le capteur